

látka	koncentrace (ng/ml)
efedrin	100 000
fenfluramin	50 000
p-hydroxymetamfetamin	10 000
KOKAIN (COC)	
benzoylkegonin	300
kokaetylen	300
kokain HCl	300
MARIHUANA (THC)	
delta-9-tetrahydrokanabinol	50 000
11-nor-delta-9-THC-karboxylglukuronid	75
(-)-11-nor-9-karboxy-delta-9-THC	75
11-nor- Δ^9 -tetrahydrokanabinol	50
11-hydroxy- Δ^9 -tetrahydrokanabinol	5 000
11-Nor- Δ^8 -tetrahydrokanabinol	50
Δ^8 -THC-COOH	50 000
MARIHUANA (THC 25)	
delta-9-tetrahydrokanabinol	25 000
11-nor-delta-9-THC-karboxylglukuronid	37,5
(-)-11-nor-9-karboxy-delta-9-THC	37,5
11-Nor- Δ^9 -tetrahydrokanabinol	25
11-hydroxy- Δ^9 -tetrahydrokanabinol	2 500
11-nor- Δ^8 -tetrahydrokanabinol	25
Δ^8 -THC-COOH	25 000
MARIHUANA (THC 20)	
delta-9-tetrahydrokanabinol	20 000
11-nor-delta-9-THC-karboxylglukuronid	30
(-)-11-nor-9-karboxy-delta-9-THC	30
11-Nor- Δ^9 -tetrahydrokanabinol	20
11-hydroxy- Δ^9 -tetrahydrokanabinol	2 000
11-nor- Δ^8 -tetrahydrokanabinol	20
Δ^8 -THC-COOH	20 000
MORFIN (MOP)	
morfin	300
O6-acetylmorfin	400
kodein	300
etylmorfin	100
heroin	600
hydromorfon	500
hydrokodon	50 000
levorfanol	1 500
oxykodon	30 000
prokain	15 000
tebain	6 240
BENZODIAZEPINY (BZO)	
alprazolam	200
bromazepam	1 560
chlordiazepoxid HCl	1 560
klobazam	100
klonazepam	780
klorazepát dvojdraselný	200
delorazepam	1 560
desalkylflurazepam	400
diazepam	200

látka	koncentrace (ng/ml)
estazolam	2 500
flunitrazepam	400
a-hydroxyalprazolam	1 260
(\pm) lorazepam	1 560
RS-lorazepam glukuronid	160
midazolam	12 500
nitrazepam	100
norchlordiazepoxid	200
nordiazepam	400
oxazepam	300
temazepam	100
triazolam	2 500
BENZODIAZEPINY (BZO 200)	
alprazolam	200
bromazepam	1 000
chlordiazepoxid HCl	1 000
klobazam	80
klonazepam	500
klorazepát dvojdraselný	100
delorazepam	1 000
desalkylflurazepam	300
diazepam	100
estazolam	2 000
flunitrazepam	300
a-hydroxyalprazolam	840
(\pm) lorazepam	1 000
RS-lorazepam glukuronid	100
midazolam	10 000
nitrazepam	100
norchlordiazepoxid	100
nordiazepam	300
oxazepam	200
temazepam	800
triazolam	2 000
OXYKODON (OXY)	
oxykodon	100
kodein	50 000
etyl oxykodon	75 000
tebain	50 000
naltrexon	50 000
naloxon	10 000
BARBITURÁTY (BAR)	
sekobarbital	300
amobarbital	300
alfenal	750
aprobarbital	250
butabarbital	2 500
butetal	2 500
cyklopentobarbital	500
pentobarbital	2 500
fenobarbital	25 000
BARBITURÁTY (BAR 200)	
sekobarbital	200
amobarbital	200
alfenal	500

látka	koncentrace (ng/ml)
aprobarbital	200
butabarbital	2 000
butetal	2 000
butalbital	2 000
cyklopentobarbital	300
pentobarbital	2 000
BUPRENORFIN (BUP)	
buprenorfin	10
norbuprenorfin	20
METADON (MTD)	
metadon	300
doxylamin	5 000
MDMA (EXTÁZE)	
D,L-3,4-metylendioxyamfetamin (MDMA)	500
3,4-metylendioxyamfetamin HCl (MDA)	3 000
3,4-metylendioxyetylamfetamin (MDEA)	300
d-metamfetamin	2 500
d-amfetamin	> 100 000
l-amfetamin	> 100 000
l-metamfetamin	> 100 000
FENCYKLIDIN (PCP)	
fencyklidin	25
4-hydroxyfencyklidin	90
AMFETAMIN (AMP)	
D-amfetamin	1 000
D,L-amfetamin (amfetamin sulfát)	1 000
fentermin	1 250
(+/-)-4-hydroxyamfetamin HCl	600
L-amfetamin	20 000
3,4-metylendioxyamfetamin HCl (MDA)	1 500
d-metamfetamin	> 100 000 ng/ml
l-metamfetamin	> 100 000 ng/ml
efedrin	> 100 000 ng/ml
3,4-metylendioxyetylamfetamin (MDE)	> 100 000 ng/ml
3,4-metylendioxyamfetamin (MDMA)	> 100 000 ng/ml
MORFIN (OPI, MOP 2000)	
morfin	2 000
O6-acetylmorfin	2 500
kodein	1 000
etylmorfin	250
heroin	5 000
hydromorfon	2 500
hydrokodon	5 000
oxykodon	75 000
tebain	13 000
EDDP (metabolity metadonu)	
EDDP	300
disopyramid	50 000
metadon	> 100 000
EMDP	500
EDDP 100 (metabolity metadonu)	

látka	koncentrace (ng/ml)
EDDP	100
disopyramid	20 000
metadon	> 100 000
EMDP	200
PROPOXYFEN (PPX)	
norpropoxyfen	300
d-propoxyfen	300
tricyklická antidepresiva (TCA)	
nortriptylin	1 000
amitriptylin	1 500
klomipramin	50 000
desipramin	5 000
doxepin	10 000
imipramin	10 000
maprotilin	100 000
nordoxepin	10 000
promazin	50 000
prometazin	2 500
trimipramin	50 000
cyklobenzaprin hydrochlorid	5 000
norklomipramin	50 000
K2 (SYNTEICKÝ KANABINOID)	
metabolit JWH-018 5-pentanová kyselina	50
metabolit JWH-018 5-hydroxypentyl	500
metabolit JWH-018 4-hydroxypentyl	400
metabolit JWH-018 N-(4-hydroxypentyl) roztok	5 000
metabolit JWH-019 5-hydroxyhexyl	< 10 000
JWH-019 6-hydroxyhexyl	5 000
metabolit JWH-073 4-butanová kyselina	50
metabolit JWH-073 4-hydroxybutyl	500
metabolit JWH-210 5-hydroxypentyl roztok	< 10 000
metabolit JWH-122 5-hydroxypentyl roztok	< 10 000
směs syntetických kanabinoidů Spice č. 3 roztok	< 10 000
metabolit JWH-122 4-hydroxypentyl roztok	< 10 000
metabolit JWH-122 4-hydroxypentyl-D5 roztok	< 10 000
metabolit JWH-019 5-hydroxyhexyl	< 10 000
metabolit JWH-018 N-(4-hydroxypentyl) roztok	< 10 000
metabolit JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) roztok	< 10 000
K2 (SYNTEICKÝ KANABINOID) 25 ng/ml	
metabolit JWH-018 5-pentanová kyselina	25
metabolit JWH-018 5-hydroxypentyl	250
metabolit JWH-018 4-hydroxypentyl	200
metabolit JWH-018 N-(4-hydroxypentyl) roztok	2 500
metabolit JWH-019 5-hydroxyhexyl	< 10 000
JWH-019 6-hydroxyhexyl	2 500
metabolit JWH-073 4-butanová kyselina	25
metabolit JWH-073 4-hydroxybutyl	250
metabolit JWH-210 5-hydroxypentyl roztok	< 10 000
metabolit JWH-122 5-hydroxypentyl roztok	< 10 000
směs syntetických kanabinoidů Spice č. 3 roztok	< 10 000
metabolit JWH-122 4-hydroxypentyl roztok	< 10 000
metabolit JWH-122 4-hydroxypentyl-D5 roztok	< 10 000
metabolit JWH-019 5-hydroxyhexyl	< 10 000
metabolit JWH-018 N-(4-hydroxypentyl) roztok	< 10 000
metabolit JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) roztok	< 10 000

látka	koncentrace (ng/ml)
ETYLGLUKURONID (EtG 500)	
etyl-β-D-glukuronid	500
etyl-β-D-glukuronid-D5	500
ETYLGLUKURONID (EtG 300)	
etyl-β-D-glukuronid	300
etyl-β-D-glukuronid-D5	300
FENTANYL (FEN)	
norfentanyl	20
fentanyl	300
NORFENTANYL (FEN 20)	
norfentanyl	20
fentanyl	300
FENTANYL (FEN 200)	
norfentanyl	15
fentanyl	200
sufentanyl	50 000
fenfluramin	50 000
FENTANYL (FEN 100)	
norfentanyl	10
fentanyl	100
buspiron	> 100 000
sufentanyl	25 000
fenfluramin	25 000
TRAMADOL (TRA)	
tramadol	200
N-desmetyl-tramadol	500
O-desmetyl-tramadol	20 000
AMFETAMIN (AMP 500)	
D-amfetamin	500
D,L-amfetamin	750
L-amfetamin	16 000
fentermin	650
(+/-)-metylendioxyamfetamin (MDA)	800
d-metamfetamin	> 100 000
l-metamfetamin	> 100 000
efedrin	> 100 000
3,4-metylendioxyetylmetamfetamin (MDE)	> 100 000
3,4-metylendioxyetylmetamfetamin (MDMA)	> 100 000
KOKAIN (COC 150)	
benzylekgonin	150
kokaetylen	2 500
kokain	500
ekgonin	12 500
metylester ekgoninu	50 000
METAMFETAMIN (MET 500)	
p-hydroxymetamfetamin	15 000
l-metamfetamin	4 000
mefentermin	25 000
d,l-amfetamin	75 000

látka	koncentrace (ng/ml)
(1R,2S)-(-)-efedrin	50 000
β-fenyletylamin	75 000
d-metamfetamin	500
3,4-metylendioxyetylmetamfetamin (MDMA)	1 000
d-amfetamin	50 000
chlorochin	12 500
(+/-) 3,4-metylendioxy-n-etylmetamfetamin (MDEA)	20 000
prokain (novokain)	50 000
trimetobenzamid	20 000
ranitidin (Zantac)	50 000
fenfluramin	50 000
KOTININ (COT)	
kotinin	200
nikotin	6 250
6-MONOACETYLMORFIN (6-MAM)	
6-monoacetylmorfin	10
morfin	> 500 000
kodein	> 600 000
dextrometorfan	> 100 000
dihydrokodein	> 100 000
heroin HCl	250
hydrokodon	> 100 000
hydromorfon	> 100 000
imipramin	> 100 000
levorfanol	> 10 000
normeperidin	> 10 000
normorfin	> 100 000
nalorfin	> 100 000
naloxon	> 100 000
naltrexon	> 100 000
norkodein	> 100 000
oxykodon	> 100 000
oxymorfon	> 100 000
METAMFETAMIN (MET 300)	
p-hydroxymetamfetamin	10 000
l-metamfetamin	3 000
mefentermin	15 000
d,l-amfetamin	50 000
(1R,2S)-(-)-efedrin	50 000
3-fenyletylamin	50 000
d-metamfetamin	300
3,4-metylendioxyetylmetamfetamin (MDMA)	1 000
d-amfetamin	30 000
chlorochin	7 500
(+/-) 3,4-metylendioxy-n-etylmetamfetamin (MDEA)	12 000
prokain (novokain)	30 000
trimetobenzamid	12 000
ranitidin (Zantac)	30 000
fenfluramin	30 000
AMFETAMIN (AMP 300)	
D-amfetamin	300
D,L-amfetamin	450
L-amfetamin	9 000
fentermin	450
(+/-)-metylendioxyamfetamin (MDA)	600

POZNÁMKA: Orientační tabulka obsahu podle referenčního čísla.

GBDOA-1X4	GBDUA-1X4
<ul style="list-style-type: none"> • URČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ • PŘEHLED • PRINCIP • ČINIDLA • NÁVOD K POUŽITÍ • INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 	<ul style="list-style-type: none"> • URČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ • PŘEHLED • TESTY NA ZNEHODNOCUJÍCÍ LÁTKY (KONTROLA PLATNOSTI VZORKU) PŘEHLED • PRINCIP • ČINIDLA • TESTY NA ZNEHODNOCUJÍCÍ LÁTKY (KONTROLA PLATNOSTI VZORKU) ČINIDLA • NÁVOD K POUŽITÍ • INTERPRETACE VÝSLEDKŮ • INTERPRETACE VÝSLEDKU PRO ALKOHOL A ZNEHODNOCUJÍCÍ LÁTKY
GBDOA-1X4-ALC	GBDUA-1X4-ALC
<ul style="list-style-type: none"> • URČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ • PŘEHLED • PRINCIP • ČINIDLA • NÁVOD K POUŽITÍ • INTERPRETACE VÝSLEDKŮ • INTERPRETACE VÝSLEDKU PRO ALKOHOL A ZNEHODNOCUJÍCÍ LÁTKY 	<ul style="list-style-type: none"> • URČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ • PŘEHLED • TESTY NA ZNEHODNOCUJÍCÍ LÁTKY (KONTROLA PLATNOSTI VZORKU) PŘEHLED • PRINCIP • ČINIDLA • TESTY NA ZNEHODNOCUJÍCÍ LÁTKY (KONTROLA PLATNOSTI VZORKU) ČINIDLA • NÁVOD K POUŽITÍ • INTERPRETACE VÝSLEDKŮ • INTERPRETACE VÝSLEDKU PRO ALKOHOL A ZNEHODNOCUJÍCÍ LÁTKY
<ul style="list-style-type: none"> • OSTATNÍ ČÁSTI SE TÝKAJÍ REFERENČNÍHO Č. VÝŠE. 	